



## Cateter Periférico Intravenoso Descarpac

### Descrição

Os Cateteres IV Descarpac foram especialmente desenvolvidos para a Terapia Intravenosa Periférica, e infusões de fármacos/soluções/hemoderivados, de curto prazo, para uso em hospitais, clínicas e laboratórios.

São apresentados em seis tamanhos diferentes, para melhor atender as necessidades dos profissionais de saúde com qualidade e segurança.

14 G	Laranja
16 G	Cinza
18 G	Verde
20 G	Rosa
22 G	Azul
24 G	Amarelo

---

**Descarpac Descartáveis do Brasil Ltda.**

Avenida Queiroz Filho, 1700 – Torre A – (Sky Tower) – sala 303/304 – Vila Hamburguesa - Cep: 05319-000 - São Paulo SP  
Fone/fax (011) - 3837-0688 - e-mail: [descarpac@descarpac.com.br](mailto:descarpac@descarpac.com.br) – [www.Descarpac.com.br](http://www.Descarpac.com.br)  
CGC - 01.057.428/0001-33 - I.E. 114.644.360.113



### **Indicação, Finalidade ou Uso a que se destina o Produto.**

Os Cateteres IV Descarpac foram especialmente desenvolvidos para a terapia intravenosa periférica e infusões de curto prazo em hospitais e clínicas.

### **Matérias Primas:**

- **Cápsula:** polipropileno.
- **Agulha:** aço inoxidável.
- **Cateter:** Teflon.
- **Conector:** poliacetal.
- **Canhão do cateter:** polipropileno.
- **Canhão da agulha:** polipropileno.
- **Câmara de refluxo:** polipropileno.
- **Tampa:** polietileno de alta densidade.

### **Formas de Apresentação do Produto.**

- **Embalagem Primária:**

Uma unidade embalada individualmente em Papel grau cirúrgico.

- **Embalagem Secundária:**

Cartuchos de papel cartão contendo 100 unidades.

- **Embalagem de Transporte:**

- Embalagem de embarque: caixas de papelão ondulado contendo 1.000 unidades (10 cartuchos com 100 unidades).

---

#### **Descarpac Descartáveis do Brasil Ltda.**

Avenida Queiroz Filho, 1700 – Torre A – (Sky Tower) – sala 303/304 – Vila Hamburguesa - Cep: 05319-000 - São Paulo SP  
Fone/fax (011) - 3837-0688 - e-mail: [descarpac@descarpac.com.br](mailto:descarpac@descarpac.com.br) – [www.Descarpac.com.br](http://www.Descarpac.com.br)  
CGC - 01.057.428/0001-33 - I.E. 114.644.360.113



Tamanho	Código	Quantidade Cartucho	Quantidade Caixa Máster
14 G	0360101	100 unidades	10 cartuchos
16 G	0360201	100 unidades	10 cartuchos
18 G	0360301	100 unidades	10 cartuchos
20 G	0360401	100 unidades	10 cartuchos
22 G	0360501	100 unidades	10 cartuchos
24 G	0360601	100 unidades	10 cartuchos

**Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais:**

“Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada”;

“Produto Médico Hospitalar de Uso Único”;

“Proibido Reprocessar”;

“Esterilizadas por Óxido de Etileno”;

“Esterilidade Assegurada por 5 Anos Enquanto a embalagem não for danificada ou molhada”;

“Descartar materiais contaminados em recipientes apropriados respeitando sempre o PGRSS de sua instituição”.

Ao manipular o Cateter, utilize técnicas e profissionais habilitados;

Não deslize o mandril no Cateter;

Não reinsira a agulha no cateter se a punção for malsucedida; descarte tanto a agulha como o cateter;

▪ **Cuidados no descarte**

Cateteres, assim como todos os demais materiais perfuro-cortantes, devem ser descartados em recipientes apropriados de acordo com o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) de cada instituição.

---

**Descarpac Descartáveis do Brasil Ltda.**

Avenida Queiroz Filho, 1700 – Torre A – (Sky Tower) – sala 303/304 – Vila Hamburguesa - Cep: 05319-000 - São Paulo SP  
Fone/fax (011) - 3837-0688 - e-mail: [descarpac@descarpac.com.br](mailto:descarpac@descarpac.com.br) – [www.Descarpac.com.br](http://www.Descarpac.com.br)  
CGC - 01.057.428/0001-33 - I.E. 114.644.360.113



- **Cuidados Na Utilização**

- Em hipótese alguma utilize o cateter caso a embalagem tenha sido violada.
- Ao manipular os cateteres utilize técnicas e profissionais habilitados.
- Técnica asséptica, preparação adequada da pele e contínua proteção da área são essenciais.
- Não tente reintroduzir uma agulha que já foi total ou parcialmente retirada.
- Se não tiver obtido uma punção venosa bem-sucedida, descarte tanto a agulha como o cateter.
- Produto de uso único. Destruir após o uso.
- Proibido reprocessar.
- Execute sempre a punção venosa e o descarte das agulhas de acordo com os regulamentos da instituição.
- Conservar em local seco e limpo.

- **Cuidados no Armazenamento e Transporte.**

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura ambiente (4 - 40°C), evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.