



A sua maior proteção.

## Ficha Técnica

### Luva de Vinil Não Estéril

Dispositivo de proteção biológica

Cadastro Anvisa Nº 10341520002

Certificado de Aprovação Nº 43.874

NCM 39262000



A Luvix pensando nos profissionais de saúde que atuam em procedimentos onde há alto risco de contaminações, entende que a excelência dos produtos contribui para o êxito de qualquer procedimento. Pensando nisso, apresentamos nossa linha de luvas descartáveis de vinil, desenvolvidas para garantir a proteção do usuário e paciente, contra agentes de origem biológica.

### Aplicação:

As **Luvas de Vinil Luvix**, devem ser usadas durante a realização de procedimentos em geral por profissionais de saúde, desenvolvidas para atuar como barreira de proteção biológica para os profissionais que trabalham nos mais variados procedimentos médicos e hospitalares, que não requeiram uso de luva estéril.

### Benefícios:

- Rigoroso controle de qualidade;
- Produto de acordo com a NBR ISO 11.193-2;
- Livre da proteína do látex;
- Disponível na cor transparente;
- Não há substâncias conhecidas ou suspeitas de causar danos aos usuários;
- Produto aprovado por laboratório acreditado pelo Inmetro;

### Características do Produto:

- Produto não estéril.
- Formato ambidestro;
- Isento de pó;
- Superfície Lisa;



A sua maior proteção.

Acondicionamento	Quantidade (und)	Código de barras EAN	Dimensional (mm)
Cartucho P	100	7896775320015	210x110x55
Cartucho M	100	7896775320022	210x110x55
Cartucho G	100	7896775320039	210x110x55
Cartucho GG	100	7896775320046	210x110x55
Caixa Master P	2000	7896775320053	455x290x218
Caixa Master M	2000	7896775320060	455x290x218
Caixa Master G	2000	7896775320077	455x290x218
Caixa Master GG	2000	7896775320084	455x290x218

### Composição:

As *Luvax de Vinil Luvix* foram confeccionadas em policloreto de vinila.

### Instruções de uso:

1. Lavar e secar as mãos antes de calçar as luvas;
2. Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais das mãos antes de calçar as luvas;
3. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
4. Para calçar as luvas, dobre o punho para fora, puxando as duas “paredes” da luva;
5. Para retirar as luvas, dobre o punho para fora e execute o movimento com o auxílio do polegar;
6. Por ser um produto de USO ÚNICO, as luvas deverão ser descartadas imediatamente após o uso em recipiente apropriado.

### Precauções e advertências:

- A luva é um produto de uso único. Proibido reprocessar. Destruir após o uso.
- A armazenagem deverá ser realizada sob pallets ou estantes de aço, com empilhamento máximo de sete caixas, em local seco e arejado à temperatura ambiente;
- O produto mantém suas características, por um período de 05 (cinco) anos, desde que, seguidos os aconselhamentos de estocagem;
- O transporte deverá ser feito em veículos para carga seca.
- O produto deverá ser descartado conforme Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018, regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
- Não utilizar as luvas para proteção contra agentes químicos e em atividades que envolvam altas temperaturas, riscos mecânicos tais como abrasão, corte, perfuração.
- Produto utilizado como barreira biológica, não podendo ser utilizado contra barreira química ou qualquer outra proteção que não seja biológica.
- As luvas deverão ser trocadas sempre que for constatado presença de furos ou rasgos nas mesmas.
- Inspecionar a integridade da luva antes da utilização.



A sua maior proteção.

### Conservação:

- Proteger este produto do calor, da umidade e da luz;
- Armazenar em local arejado, seco e fresco;
- Para manter a eficácia do produto, armazenar em local fresco não ultrapassando a temperatura máxima de 40°C.

Luvix