

Lanterna Missouri LED

Ref. 022 - PPR



Manual de Instruções **Lanterna Missouri LED**

Ref. 022 - PPR



(*) Pilhas vendidas separadamente.



Lanterna Missouri LED

1 - Finalidade:

A **Lanterna Missouri LED** é um aparelho portátil utilizado para auxiliar a iluminação nos exames clínicos de rotina em Hospitais, Clínicas e Consultórios Médicos em geral.

2 - Instruções de Uso/ Funcionamento:

- Retirar a tampa da extremidade do cabo girando no sentido anti horário.
- Colocar dentro do cabo 02 (duas) pilhas pequenas do tamanho AAA (tipo palito) e rosquear no sentido horário a tampa na extremidade para fechar a lanterna.
- Em seguida, para ligar o LED da lanterna segurar o cabo e empurrar com leve pressão a haste contra o mesmo.
- Para desligar, fazer operação contrária soltando a haste do cabo.

Importante:

Usar pilhas alcalinas de boa qualidade e nunca deixá-las dentro do aparelho quando não estiver em uso.

3 - Informações Adicionais / Limpeza / Armazenagem:

- Evitar movimentos bruscos ou batidas no aparelho.
- Nunca permitir que pessoas não habilitadas tentem consertar seu aparelho. Procurar sempre uma Assistência Técnica Autorizada.
- Conservar o seu aparelho sempre limpo utilizando um tecido macio sem fiapos umedecido com água e depois secar.
- A **Lanterna Missouri LED** deve ser guardada em local seco e fresco longe de crianças ou animais, de preferência na bolsa ou embalagem que acondiciona o produto.

Fabricado por:

Mikatos Indústria, Comércio e Serviços de Aparelhos Médicos Ltda.

CNPJ: 05.030.501/0001-34 - Indústria Brasileira

Estrada de São Judas, 325 - Parque Esplanada - Embu das Artes/ SP

CEP: 06817-170 - Fone: (11) 4781-8001/SAC

Resp. Técnico: Eng. Antonio Carlos Simões

CONFEA/SP: 060113888-1

Produto Registrado na ANVISA/ MS sob nº:

80218939001